

禁忌症及注意事项详见说明书
苏械广审（文）第270327-01855号

► 适用范围

适用于腹腔镜手术中软组织的间断或连续缝合。

► 产品型号

分类	型号	工作长度	杆径	备注
B01系列	B011121 / B011120	222mm	12mm	1（弯头） 0（直头）
	B012121 / B012120	374mm		
	B013121 / B013120	449mm		
B02系列	B021121 / B021120	222mm		
	B022121 / B022120	374mm		
	B023121 / B023120	449mm		

► 组件型号

一次性组件	缝线规格（线径）	美标	缝线长度
聚丙烯线（J）	0（0.350—0.399）	0	180mm 200mm 350mm 600mm
	1（0.400—0.499）	1	
	2（0.300—0.349）	2-0	
	3（0.200—0.249）	3-0	
聚丙烯倒刺线（Ja）	4（0.150—0.199）	4-0	
	5（0.100—0.149）	5-0	

邦尼医疗科技(常州)有限公司
Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.
地址：江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号
电话：0519—8818 8331
邮箱：bny kj2018@163.com



一次性腹腔镜用
缝合器及组件
Disposable Laparoscopic Stapler
and Components



一次性腔镜用
缝合器及组件

Disposable laparoscopic stapler
and components
(苏械注准20222020938)



Smartsuture